

## PRZYGOTOWANIE DO PRACY:

1. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego 220V,50Hz z uziemieniem.
2. Włączyć urządzenie przyciskiem **ON/OFF**.
3. Wtyczkę pedału włożyć do gniazda PEDAL.
4. Wtyczkę uchwyty do mocowania igły włożyć do gniazda OUTPUT.
5. Poluzować uchwyt do mocowania igieł odkręcając jego końcówkę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
6. W otwór uchwyty wsunąć trzpień igły.
7. Kończówkę uchwyty dokręcić w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.

## PRZYSTĄPIENIE DO ZABIEGU

Przed zabiegiem skórę oczyścić i zdezynfekować.

1. Pokrętką INTENSITY ustawić natężenie prądu odpowiednio do zabiegu i indywidualnych możliwości pacjenta.
2. Wprowadzić igłę w kanał włosa.
3. Włączyć prąd poprzez naciśnięcie na pedał (nad gniazdem OUTPUT zapali się czerwona lampka sygnalizująca doprowadzenie prądu do igły). Zwolnienie pedału odcina dopływ prądu.
4. Po wyjęciu igły włos usuwany jest pincetą.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby nie dopuścić do uszkodzenia skóry należy:

- Dopasować natężenie i czas przepływu prądu do indywidualnych możliwości klienta.
- Bardzo starannie wprowadzać igłę, w celu uniknięcia powierzchownych oparzeń skóry.
- **Włączać prąd tylko wtedy, gdy igła jest wewnątrz cebulki włosowej.**

Unikać wystawiania na słońce obszaru objętego zabiegiem przez 24 godziny po jego zakończeniu.

## UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.
- Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta celem przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomb jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.



EP06



05-820 Piastów  
ul. Słońskiego 13  
tel/fax (0-22) 723-69-54  
tel.(0-22) 723-70-72  
e-mail: [biomak@biomak.pl](mailto:biomak@biomak.pl)  
[www.biomak.pl](http://www.biomak.pl)

## EPILATOR EP06

### INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Epilator EP06 (Nr kat. 10302) jest urządzeniem służącym do usuwania zbędnego owłosienia oraz zamykania naczyń krwionośnych z wykorzystaniem prądu wielkiej częstotliwości.

Zastosowana metoda powoduje, iż zabieg jest aseptyczny i mało bolesny, a podczas zamykania naczyń nie dochodzi do krwawienia.

#### Dane techniczne:

- zasilanie 230V,50Hz
- moc pobierana 40W
- częstotliwość pracy 1,76MHz
- wymiary 220x150x65mm
- ciężar 2,2kg



#### Wyposażenie:

- pedał (Nr kat. 00301)
- uchwyt do mocowania igieł (Nr kat. 00302)
- 3 igły (Nr kat. 00303)

EP06