

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Wypełnić pojemnik sterylizatora kwarcowymi kulkami do poziomu ok. 1 cm poniżej górnej krawędzi.
2. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego (220V; 50Hz) z uziemieniem.
3. Włączyć zasilanie "ON". Nad włącznikiem zapali się lampka koloru **czerwonego**.
4. Odczekać ok. 15-20 min. W tym czasie lampka zmieni kolor na **zielony**, a temperatura wewnątrz komory sterylizacyjnej osiągnie 240°C.
5. Wstępnie przygotowane (tzn. umyte, oczyszczone i zdezynfekowane) narzędzia przeznaczone do sterylizacji należy umieścić w komorze.
Czas sterylizacji 60s.

Uwaga! Jeżeli narzędzia zostały umieszczone w sterylizatorze, a kolor lampki zmienił się na **czerwony** (tzn. że temperatura jest niższa niż 240±5°C) narzędzia należy przetrzymać przez 60s licząc od momentu zapalenia się lampki w kolorze **zielonym**. **Aparat nie może być stosowany do sterylizacji sprzętu posiadającego wewnątrz światło.**

KONSERWACJA

- Czyszczenie przeprowadza się po odłączeniu aparatu od sieci.
- Aparat nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych poza okresowym czyszczeniem obudowy miękką szmatką lekko zwilżoną w wodzie, bez użycia rozpuszczalników typu aceton, tri itp.
- Kulki szklane nie wymagają czyszczenia. W razie zabrudzenia można je umyć na sitku przy pomocy wody bieżącej i detergentów.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.
- Lampka kontrolna wskazuje, że urządzenie jest włączone do sieci.
- Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta w celu przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.



05-820 Piastów
ul. Słońskiego 13
tel/fax (0-22) 723-69-54
tel. (0-22) 723-70-72
e-mail: biomak@biomak.pl
www.biomak.pl

STERYLIZATOR KULKOWY SR01

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sterylizator SR01 (*Nr kat. 10401*) jest aparatem elektronicznym służącym do szybkiej sterylizacji igieł, cążek i innych drobnych narzędzi metalowych w temperaturze 240°C. Szklane kulki (*Nr kat. 00401*) utrzymują narzędzia w żądanym położeniu.

Element grzewczy wraz z elektrycznym układem stabilizacji pozwala zachować stałą temperaturę w czasie pracy, przy niewielkim zużyciu energii.



Dane techniczne:

Zasilanie	230V,50Hz
moc pobierana	150W
temperatura pracy	240 ±5°C
wymiary obudowy:	
- średnica	130 mm
- wysokość	150 mm
wymiary komory sterylizacyjnej:	
- średnica	40 mm
- wysokość	80 mm
ciężar	1kg

UWAGA!!! WYSOKA TEMPERATURA! TRZYMAĆ Z DALA OD

ŚCIAN I MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH!



SR01

SR01

Opinia PZH dotycząca skuteczności sterylizacji - nr HB(389)94.