

6. Wapozon zacznie parować po około 5 minutach nagrzewania. Paruje około 30 minut lub do momentu wyłączenia wapozonu wyłącznikiem sieciowym. Zaleca się wyłączenie aparatu przed wyparowaniem całej wody ze szklanki, w celu uniknięcia palenia się ewentualnego osadu na dnie szklanki. W przypadku wyparowania całej wody ze szklanki grzałka zostanie automatycznie wyłączona.

Powtórne przeprowadzenie zabiegu wymaga wyłączenia aparatu wyłącznikiem sieciowym, napełnienia szklanki wcześniej przygotowaną wodą i ponownego włączenia wyłącznikiem sieciowym.

UWAGA! Nie nalewać do szklanki olejków aromatycznych ani nie wsypywać ziół, gdyż mogą one zabrudzić szklankę i grzałkę, co może spowodować nieprawidłową pracę wapozonu.

STOSOWANIE OLEJKÓW AROMATYCZNYCH

W dyszy wylotowej umieszczona jest filcowa wkładka, którą stosuje się przy pracy z olejkami aromatycznymi. Kilkom kroplami olejku nasącza się filc. Po zakończonym zabiegu, w którym były stosowane olejki, wkładkę filcową należy wyjąć i wypłukać pod bieżącą wodą z kranu.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Codziennie po skończonej pracy wylać zawartość szklanki.
- Przy silnym zabrudzeniu szklanki i grzałki zagotować w wapozonie wodę z domieszką 2 łyżeczek kwasu cytrynowego. Po tej operacji wylać pozostałość kwasu i dokładnie przepłukać szklankę i grzałkę.
- Obudowę aparatu czyścić miękką szmatką, lekko zwilżoną w wodzie, bez użycia rozpuszczalników i innych środków czyszczących.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA APARATU

- Wapozon podłączać tylko do gniazdka z bolcem uziemiającym.
- Aparat powinien stać równo w pozycji poziomej.
- Aparat poddany silnemu wstrząsowi np. upadkowi, uderzeniu, powinien być oddany do producenta w celu dokonania przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.



WAPOZON VP 03L

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Wapozon VP 03 (nr kat.10104) jest nowoczesnym urządzeniem do nawilżania skóry z możliwością stosowania olejków aromatycznych.



CHARAKTERYSTYKA:

- Termiczne zabezpieczenie przegrzania się wapozonu
- Blokada grzałki w przypadku braku wody
- Obrotowa dysza
- Czas nagrzewania ok. 5 minut
- Czas parowania ok. 30 minut
- Pojemność zbiornika ok. 0,2 l
- Długość ramienia 300 mm

DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie 230 V; 50 Hz
- Moc pobierana 300 W
- Wymiary 130x150x60 mm
- Ciężar 1,2 kg

PRZYGOTOWANIE DO PRACY:

1. Umocować wapozon na statywie lub w imadłku.
2. Odkręcić śrubę mocującą szklankę, zdjąć szklankę i napełnić ją **destylowaną** lub **miękką przegotowaną i odstaną (ok. 12 godzin) wodą**. (Szklankę napełnia się wodą do poziomu ok. 1 cm poniżej krawędzi szklanki).
3. Wapozon włączyć do gniazdka 230 V z uziemieniem.
4. Włączyć klawisz zasilania znajdujący się na tylnej ścianie obudowy.
5. Pracę grzałki sygnalizuje czerwona dioda znajdująca się na przedniej części obudowy wapozonu.