

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.
- Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta celem przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.



VS01



05-820 Piastów
ul. Słońskiego 13
tel/fax (0-22) 723-69-54
tel. (0-22) 723-70-72
e-mail: biomak@biomak.pl
www.biomak.pl

VACUUM SPRAY VS01 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Aparat VS 01 (Nr kat. 11001) jest elektronicznym urządzeniem pełniącym dwie odrębne funkcje.

Pierwszą funkcją jest ukrwienie powierzchni skóry, poprawa krążenia na obszarze przeprowadzanego zabiegu zamykanie porów oraz usuwanie zanieczyszczeń pochodzenia komórkowego.

Drugą funkcją jest rozpylanie płynów takich jak toniki i inne preparaty czyszczące przy wykorzystaniu zimnego natrysku.



Dane techniczne:

- | | |
|-----------------|---------------|
| • zasilanie | 230 V, 50 Hz |
| • moc pobierana | 150 W |
| • ciężar | 2,7 kg |
| • wymiary | 220x150x65 mm |

VS01

Wyposażenie:

- 2 butelki z rozpylaczem (Nr kat. 01006)
- rurka plastikowa (Nr kat. 01004) zakończona korkiem (Nr kat. 01005)
- rurka plastikowa (Nr kat. 01004)
- 3 ssawki szklane: bez otworu bocznego (Nr kat. 01001)
z wąską ssawką (Nr kat. 01002)
z okrągłą ssawką (Nr kat. 01003)

a) MECHANICZNE OCZYSZCZANIE SKÓRY

Na wyposażeniu aparatu są dwie szklane ssawki, które posiadają dodatkowy otwór boczny. Ssawka z wąskim wylotem (Nr kat. 01002) służy do usuwania zaskórników, ze średnim wylotem (Nr kat. 01003) do osuszania trądziku i wyprysków.

b) MASAŻ LIMFATYCZNY

- Zabieg aktywizujący naczynia limfatyczne przeprowadzać przy pomocy szerokiej ssawki bez otworu bocznego (Nr kat. 01001)

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

1. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego 220V,50Hz z uziemieniem.
2. Rurkę zakończoną korkiem nasadzić wolnym końcem na trzpień nad napisem VACUUM.
3. W otwór korka włożyć zwitek waty. Wata jest filtrem zabezpieczającym przed dostawaniem się usuwanych ze skóry zanieczyszczeń do pompy ssącej aparatu. **UWAGA! Brak filtra może spowodować uszkodzenie pompy.**
4. Wybraną ssawkę szklaną zamknąć korkiem.
5. Włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF.

PRZYSTĄPIENIE DO ZABIEGU

- Skóra przygotowana tak jak do zabiegu usuwania zanieczyszczeń.
- Szklaną ssawkę chwycić jak ołówek podczas pisania. Palec wskazujący powinien być oparty na otworze bocznym.
- Przed rozpoczęciem zabiegu ssawkę sprawdzić na ramieniu. Siłę ssania ustawić przy pomocy pokrętki INTENSITY tak, aby była ona zawsze łagodna. W położeniu „MAX” siła ssania jest największa i maleje w kierunku położenia „0”.
- Właściwym ułożeniem ssawki jest układ prostopadły do skóry. Otwór boczny ssawki powinien być zakryty w czasie gdy ssawka dotyka skóry i otwierany gdy jest ona odsuwana od skóry.
- Czas trwania kontaktu ssawki ze skórą nie powinien być dłuższy niż 2-3 sekundy, a cały zabieg powinien trwać około 4 minut.
- Po dokonaniu kilku przyssań skóra w miejscu zabiegu może się zaróżowić a w górnej części zmarszczek można dostrzec lekki obrzęk. Obrzęk ten zniknie w ciągu paru minut.

ZALECENIA

- Unikać prowadzenia zabiegu zbyt długo a także stosowania pełnej mocy.
- Zabieg nie powinien być prowadzony w miejscach gdzie występują rozszerzenia naczyń krwionośnych.
- Dla ułatwienia zabiegu zaleca się najpierw zmiękczenie skóry poprzez natrysk.

KONSERWACJA

Po zakończonym zabiegu należy:

1. Wyjąć korek ze ssawki.
2. Wyrzucić zużyty zwitek waty.
3. Umyć i wysterylizować używane ssawki. Do sterylizacji użyć sterylizatora termicznego lub specjalnie przeznaczonych do tego celu płynów.

WYKORZYSTANIE APARATU DO NAWILŻANIA SKÓRY

Urządzenie można stosować do nanoszenia na powierzchnię skóry toników i preparatów zmywających o konsystencji wody.

Można je również wykorzystać do zimnego nawilżania skóry. Efektem tego zabiegu są:

- Usunięcie napięć skóry.
- Stymulacja końcówek nerwów.
- Przeciwdziałanie przekrwieniu skóry.
- Zamknięcie porów, uprzednio rozszerzonych przy pomocy wapozonu

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

1. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego 220V,50Hz z uziemieniem.
2. Rurkę bez korka nasadzić na trzpień nad napisem SPRAY.
3. Sprawdzić czy w butelce z rozpylaczem znajduje się odpowiedni płyn. Uzupelnienia płynu jak i wymiany butelki można dokonać odkręcając kolorowy korek.
4. Drugi koniec rurki nasadzić na trzpień rozpylacza.
5. Włączyć urządzenie przyciskiem **ON/OFF**.

PRZYSTĄPIENIE DO ZABIEGU

Natryskiwanie przeprowadza się trzymając butelkę z rozpylaczem tak, aby dysza była skierowana na miejsce prowadzonego zabiegu w odległości ok. 30cm.

Spryskiwanie następuje po zakryciu otworu bocznego znajdującego się na trzpieniu rozpylacza. Odstąpienie tego otworu zatrzymuje strumień rozpylanej cieczy.