



05-820 Piastów  
ul. Słońskiego 13  
tel/fax (0-22) 723-69-54  
tel.(0-22) 723-70-72  
e-mail: [biomark@biomark.pl](mailto:biomark@biomark.pl)  
[www.biomark.pl](http://www.biomark.pl)

## PODGRZEWACZ WOSKU WH02

### INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Podgrzewacz wosku WH 02 (Nr kat.10903) wraz z zestawem aplikatorów jest urządzeniem do szybkiej i prostej w obsłudze depilacji. Zastosowane aplikatory posiadają dozowniki w kształcie rolek, które ułatwiają nałożenie cienkiej warstwy wosku. Gwarantuje to skuteczność zabiegu i oszczędność zużycia wosku. Aplikatory większe zalecane są do stosowania przy depilacji nóg i rąk. Mniejsze do depilacji twarzy.



#### Dane techniczne:

- zasilanie .....230V;50Hz
- moc pobierana ..... 150 W
- zakres regulacji temperatury ..... 60÷90°C
- ciężar .....ok.1,5 kg

#### Wyposażenie:

- 2 aplikatory duże (Nr kat. 00902) z rolkami (Nr kat. 00905)
- aplikator mały (Nr kat. 00904) z rolką (Nr kat. 00906)

**UWAGA !!! WYSOKA TEMPERATURA! UTRZYMYWAĆ Z DALA OD ŚCIAN I MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH.**



WH02

WH02

## PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

- włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego z uziemieniem;
- włączyć zasilanie przyciskiem **ON/OFF**;
- wyjąć z aplikatorów korki;
- nakręcić rolkę na aplikator.

**UWAGA!** przy ostatnim obrocie lekko odchylić rolkę, aby nie zerwać „występu” na butelce:

- umieścić aplikatory z rolkami w komorach podgrzewacza.

**UWAGA! Aplikatory należy umieścić tak, aby rolka była skierowana do góry. Włożenie aplikatora rolką do dołu grozi wylaniem wosku i zniszczeniem aparatu.**

- dla przyspieszenia czasu rozgrzania, ustawić temperaturę 80-85°C;
- odczekać ok. 40 min., aż wosk osiągnie odpowiednią temperaturę oraz płynność (przy odwróceniu buteleczki do góry dnem pęcherz powietrza znajdujący się wewnątrz, powinien się łatwo przemieszczać);
- prawidłowo rozgrzany wosk nie powoduje uczucia ciągnięcia włosów - daje się łatwo rozprowadzać;
- zmniejszyć temperaturę do ok. 75°C i przystąpić do pracy.  
Z tak ustawioną temperaturą aparat jest stale gotowy do pracy.

**Uwaga:** Aparat jest energooszczędny. Grzałka włączana jest, gdy temperatura w komorze jest niższa, niż żądana (ustawiona przy pomocy pokrętki). Wówczas zielona kontrolka nie świeci się.

Gdy aparat jest gotowy świeci się zielona kontrolka.

## UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU

- Przed rozpoczęciem depilacji skórę odtłuścić i zdezynfekować.
- Włosy powinny mieć ok.. 5 – 10 mm.
- Wosk nakładać na skórę pojedynczym pociągnięciem aplikatora w kierunku „z włosem”. Powierzchnia nakładanego wosku nie może być szersza od paska.
- Przyłożyć pasek ściągacza i docisnąć go przesuwając dłonią 2-3 razy w tym samym kierunku.
- Chwyć pasek za krawędź i energicznym ruchem równoległym do powierzchni ciała, odrywać go w kierunku „pod włos”.
- Po nałożeniu wosku, aplikator włożyć do podgrzewacza, aby był gotowy do następnego użycia.
- Po zabiegu resztki wosku usuwamy z ciała preparatem zmywającym wosk lub oliwką.
- Przez 12 godzin po zabiegu (głównie na twarzy) nie stosować perfum, nie nakładać makijażu.
- Skórę po depilacji chronić przed działaniem promieni słonecznych co najmniej przez dobę.

## PRZECIWWSKAZANIA

Nie dopuszcza się woskowania w przypadku ciąży, stanów zapalnych skóry, opuchlizny i innych schorzeń skóry.

## KONSERWACJA

- Zabiegów konserwacyjnych dokonujemy przy wyłączonym aparacie z sieci.
- Aparat wymaga okresowego czyszczenia obudowy miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem.
- Miejsca zabrudzone woskiem należy czyścić watką zwilżoną w oliwce od razu po powstaniu zanieczyszczenia. Do czyszczenia obudowy nie wolno stosować rozpuszczalników.
- Po wykonaniu zabiegu rolki odkręcić (uważając na „występ”) i umyć wataą z oliwką, tak by mogły swobodnie się obracać.

## UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.
- Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta celem przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plombki jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.